

Số: /TTYT-DTTB

Yên Thế, ngày tháng 01 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ

Kính gửi: Các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế trong nước.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, huyện Yên Thế có nhu cầu cấp thiết cần mua sắm thêm một số trang thiết bị để đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy Trung tâm Y tế huyện Yên Thế có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế, kính mời các công ty có năng lực cung ứng tham gia báo giá đối với trang thiết bị cần mua sắm, cụ thể như sau:

(Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Vậy Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo các Công ty có đủ năng lực và quan tâm đến nội dung cung ứng trang thiết bị y tế nêu trên gửi báo giá về địa chỉ sau:

- Tổ tư vấn đấu thầu Trung tâm Y tế huyện Yên Thế. Địa chỉ: số 20 Tổ dân phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại 0204 3876 267 hoặc 0915320262 (trong giờ hành chính).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Fanpage Trung tâm Y tế huyện Yên Thế;
- Website: trungtamytehuyenyenthe.vn;
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tuấn

DANH MỤC

Trang thiết bị y tế mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

(Kèm theo Thư mời số /TTYT-DTTB ngày /01/2022 của TTYT huyện Yên Thế)

1. Hệ thống thiết bị chẩn đoán và định lượng Virus (REAL TIME PCR)

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
I	HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS (REALTIME PCR) Bao gồm các hệ thống máy như sau:	HT	1
1	MÁY REAL-TIME PCR NGUYÊN KHỐI	HT	1
	- MODEL: DT prime 5M1.		
	- Hãng, nước chủ sở hữu: DNA technology/ Nga		
	- Hãng sản xuất: DNA technology/ Nga.		
	- Nước sản xuất: Nga		
- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2021			
2	MÁY TÁCH CHIẾT DNA/RNA TỰ ĐỘNG NEXTRACTORS (Loại 48 ống)	Máy	1
	- Model: NX- 48		
	- Hãng, nước chủ sở hữu: Genolution – Hàn Quốc		
	- Hãng sản xuất: Genolution – Hàn Quốc.		
	- Nước sản xuất: Hàn Quốc		
- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2021			
3	MÁY LY TÂM TỐC ĐỘ CAO	Máy	1
	- Model: Z207M		
	- Hãng, nước chủ sở hữu: Hermle - Đức		
	- Hãng sản xuất: Hermle - Đức.		
	- Nước sản xuất: Đức		
- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau			
4	MÁY MINISPIN/ MÁY SPINDOWN	Máy	2
	- Model: Cat. No: CSLQSPINPLUS		
	- Hãng, nước chủ sở hữu: Cleaver Scientific – Anh.		
	- Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh.		
	- Nước sản xuất: Anh		
- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau			
5	MÁY LẮC	Máy	2
	- Model: VM30 230V		

	- Hãng, nước chủ sở hữu: Daihan Scientific/ Hàn Quốc.		
	- Hãng sản xuất: Daihan Scientific/ Hàn Quốc.		
	- Nước sản xuất: Hàn Quốc		
	- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau		
6	MICROPIPETTE	Bộ (4 chiếc)	2
	- Model: CV10, CV100, CV200, CV1000		
	- Hãng, nước chủ sở hữu: Cleaver Scientific – Anh.		
	- Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh.		
	- Nước sản xuất: Ba Lan		
	- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau		
	<u>Kèm theo:</u>		
	- Giá treo giữ micropipet: 01 chiếc		
	- Racks giữ lạnh cho ống 1.5 ml: 01 chiếc		
	- Racks lưu trữ cho ống 1.5 ml và 0.2 ml: 8 chiếc		
7	TỦ THAO TÁC PCR	Chiếc	1
	MODEL: PCR-09		
	<i>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015</i>		
	<i>Đạt tiêu chuẩn EN 12469 (Cung cấp kèm giấy kiểm định)</i>		
	Hàng mới 100%. Sản xuất năm 2021		
8	TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II	Chiếc	1
	Model: BLB12S		
	<i>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015</i>		
	<i>Đạt tiêu chuẩn EN 12469 (Cung cấp kèm giấy kiểm định)</i>		
	Hàng mới 100%. Sản xuất năm 2021		
9	TỦ ĐÔNG ÂM SÂU	Chiếc	2
	- Model: DW-40L262		
	- Hãng sản xuất: Haier BioMedical/ Trung Quốc.		
	- Nước sản xuất: Trung Quốc		
	- Hàng mới 100%. Sản xuất: 2021		
	- Đạt chứng chỉ CE		
10	Hộp trung chuyển PassBox	Chiếc	3
11	Nồi hấp 50 lít	Chiếc	1
12	Bàn thí nghiệm	Chiếc	2
13	Phần mềm quản lý	PM	1

2. Vật tư y tế, hóa chất:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Nước sản xuất	Nhóm
1	Cánh khiêng	Chiếc	<p>Cánh khiêng kích thước tổng thể: 2200 ($\pm 1\%$)x 600 ($\pm 1.5\%$)x170mm ($\pm 3\%$) (DxRx C).</p> <p>Kích thước mặt cánh: 1900x600mm (DxR).</p> <p>Chân cánh: 4 chân lắp guốc cao su hoặc nhựa, cao khoảng 140mm, được bắt vào tay cánh bằng 2 chân bulon MB, chất liệu thép sơn tĩnh điện. Kích thước 26mmx0.8mm (Đường kính x độ dày).</p> <p>Hai chân cánh được nối với nhau bằng thanh giằng (thép tĩnh điện D2mm,) 2 khúc gấp lại được.</p> <p>Mặt cánh: vải bạt dày có gân ít.</p> <p>Tay cánh: Có thể gấp lại theo chiều dọc cánh.</p> <p>Chất liệu thép sơn tĩnh điện đảm bảo chất lượng bền lâu của sơn và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.</p> <p>Miếng ốp nối với cánh làm bằng thép lá dày.</p> <p>Tải trọng 125kg.</p> <p>Trọng lượng 7,5kg ($\pm 5\%$).</p>	19	Việt Nam	KPN
2	Nhiệt kế điện tử	Chiếc	<p>Nhiệt kế hồng ngoại dùng đo nhiệt độ cơ thể không tiếp xúc qua trán chính xác cho kết quả trong vòng 1 giây.</p> <p>Chuyển đổi báo hiệu khi kết quả đo $\geq 38^{\circ}\text{C}$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khoảng nhiệt độ: <ul style="list-style-type: none"> - Khi đo thân nhiệt: 32°C đến 43°C - Khi đo vật thể: 0°C đến 100°C • Độ phân giải: 0.1°C • Độ chính xác phòng thí nghiệm: <ul style="list-style-type: none"> - Khi đo thân nhiệt: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ trong phạm vi $35,0^{\circ}\text{C}$ đến $42,0^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ cho phạm vi $<35,0^{\circ}\text{C}$ hoặc $>42,0^{\circ}\text{C}$ - Khi đo vật thể: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ • Bộ nhớ lưu: 30 kết quả gần nhất kèm thời gian. • Tự động tắt nguồn: Sau khoảng 1 phút kể từ lần đo cuối nếu 	30	Thụy Sĩ	4

			không có thao tác nào khác. <ul style="list-style-type: none"> Loại Pin: 2 pin alkaline 1,5V; loại AAA Thời lượng pin: khoảng 3000 lần đo (pin kèm theo máy)" 			
3	Bộ huyết áp, ống nghe	Bộ	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	12	Nhật Bản	4
4	Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay (SPO2)	Chiếc	Độ Chính xác: SpO2 ±3% (70% - 100%). Nhịp tim (±2bpm). Chuẩn IP: IP22. Phạm vi đo: 35-100%. Nhịp tim 30-250 BPM. Màn hình 0,96" Oled. Pin:2 xAA 1.5v alkaline battery. Đo chỉ số tưới máu PI: 0-20%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	60	Trung Quốc	6
5	Bình oxy loại 10 lít	Chiếc	Bình Khí oxy y tế, độ thuần ≥ 99,5%, bình dung tích 8-10 lít; áp suất ≥ 130at. Đồng hồ oxy kèm theo	12	Việt Nam	KPN
6	Đồng hồ đo áp suất oxy	Chiếc	1 bộ bao gồm đồng hồ + kèm bình làm ẩm.	12	Trung Quốc	6
7	Mặt nạ thở oxy và các phụ kiện để sử dụng oxy cho người bệnh	Chiếc	Được làm từ nhựa PVC y tế không mùi, không có DEHP. Bầu xông khí dung được làm từ polycarbonate với độ dày > 21mm và chiều dài 4,5cm được chia thành 2 khoang. Dây dẫn dài khoảng 2m với thiết kế lumen hình sao để giảm thiểu rủi ro tắc luồng khí khi bị xoắn. Mặt nạ được thiết kế tiện dụng tạo điều kiện che phủ hoàn toàn và cho phép hít đủ thuốc dạng khí dung. Nẹp mũi có thể điều chỉnh giúp vừa vặn, thoải mái. Với cường độ nén: từ 0,4 đến 0.6MPa kết nối của dây dẫn không bị đứt. Ống dây dẫn kết nối các bộ phận phải chắc chắn và lực kéo giãn đạt 15N theo chiều dọc khoảng 15s ống dây dẫn không bị vỡ hoặc nứt. Dưới áp suất 100Kpa-200Kpa sản phẩm không bị rò rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE CE số DD 601446450001	12	Trung Quốc	6

8	Bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ 3	Bộ	<p>Mã hiệu: TPPD.001 (NL-ISPE) Hãng sản xuất: Công ty TNHH Namlee International- Việt Nam Tiêu chuẩn nhà máy đạt: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE , FDA, WRAP Tiêu chuẩn sản phẩm: Đạt cấp độ 3 theo tiêu chuẩn AAMI/ANSI (Chứng nhận kiểm nghiệm của Viện trang thiết bị và công trình y tế) Giấy phép lưu hành số: 200000060/PCBA-HD Tiệt trùng bằng EO-GAZ, theo tiêu chuẩn ISO 11737-1:2018 1. Bộ trang phục làm từ chất liệu vải PP phủ PE định lượng 60 gr, màu trắng. Công nghệ may bằng sóng âm. Bộ quần áo may theo dạng áo liền mũ liền quần. Kích thước Freesize hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Hiệu suất rào cản đạt cấp độ 3 theo Quyết định 1616/QĐ-BYT 2. Tấm chắn giọt bắn: Vật liệu làm từ nhựa pet dẻo độ dày 0.3mm, kích thước 31x22cm. - Có thể được lau sạch bằng cồn hoặc tiệt trùng để tái sử dụng lại. - Sử dụng miếng dán xốp bọt PU có tác dụng chống mờ, đọng hơi nước - Dây chun co giãn giúp người sử dụng không bị khó chịu. 3. Khẩu N95: đạt tiêu chuẩn NIOSH 42CFR84N95 4. Găng tay y tế tiệt trùng đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6343-1:2007.</p>	2.700	Việt Nam	5
9	Khẩu trang N95	Chiếc	<p>3M(8210), đạt tiêu chuẩn NIOSH 42CFR84-N95 Khẩu trang hình bát úp có dây đeo qua đầu, nẹp mũi bằng nhôm có đệm bông xốp.</p>	2700	Hàn Quốc	6
10	Khẩu trang y tế	Chiếc	<p>Mã hiệu: NLVT4 Khẩu trang y tế 4 lớp Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1</p>	6.000	Việt Nam	5
11	Găng tay y tế	Đôi	<p>Găng tay latex đạt tiêu chuẩn 6343-1: 2007</p>	2700	Việt Nam	5
12	Kính chắn giọt bắn	Chiếc	<p>Mã hiệu: NL-FS - Vật liệu làm từ nhựa pet</p>	900	Việt Nam	KPN

			<p>đeo độ dày 0.3mm, kích thước 36x22cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể được lau sạch bằng cồn hoặc tiệt trùng để tái sử dụng lại. - Sử dụng miếng dán xốp bột PU có tác dụng chống mờ, đọng hơi nước <p>Dây chun co giãn giúp người sử dụng không bị khó chịu.</p>			
13	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai 500ml có vòi bơm	<p>Hoạt chất: Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine digluconat 0.5%, chất dưỡng da và hương liệu (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E...) vừa đủ 100% ; diệt khuẩn nhanh, phổ rộng. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO: + ISO 9001:2015 +ISO 13485:2016</p>	60	Việt Nam	5
14	Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2	Test	<p>Thành phần 1 khay thử gồm: Cộng hợp: Liên hợp vàng protein Nus tái tổ hợp ($0.2\pm 0.04 \mu\text{g}$) Cộng hợp: Liên hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Nucleocapsid SARS-CoV-2 ($0.5\pm 0.1 \mu\text{g}$) Vạch kết quả T: Kháng thể đơn dòng kháng Nucleocapsid SARS-CoV-2 ($0.96\pm 0.192 \mu\text{g}$) Vạch chứng C: Kháng thể đơn dòng kháng Nus ($0.96\pm 0.192 \mu\text{g}$)</p> <p>Một hộp gồm: 25 khay thử, dung dịch chiết, 25 nắp nhỏ giọt, 25 tấm bông tiệt trùng lấy mẫu, HDSD.</p> <p>Hiệu ứng móc: Không có hiệu ứng móc khi đến $1.15 \times 10^7 \text{TCID}_{50}/\text{ml}$ (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) Chất gây nhiễu: Không bị ảnh hưởng bởi máu toàn phần, dịch miêng, Phenylephrine, Acetylsalicylic acid, Beclomethasone, Benzocaine, Flunisolide, Guaiacol glyceryl ether, Menthol, Oxymetazoline, Tobramycin, Zanamivir, Oseltamivir phosphate, mucous. Giới hạn phát hiện: 5.07×10^2</p>	600	Hàn Quốc	4

			<p>TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) - Test thử ổn định 24 giờ ở nhiệt độ 55±1o C</p> <p>Độ nhạy: 89.05%, độ đặc hiệu: 99.19%, độ chính xác: 96.44% Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế, giấy KFDA Hàn Quốc, FDA Mỹ</p>			
15	Hộp đựng mẫu bệnh phẩm	Hộp	<p>Hộp nhựa đựng mẫu bệnh phẩm; 2 quai xách KT: 26 x 18 x 14cm Chất liệu nhựa PP</p>	12	Việt Nam	KPN
16	Tuýp đựng môi trường vận chuyển bệnh phẩm	Hộp 50 cái	<p>Ống được làm từ nhựa y tế, dung tích 10ml, kích thước 16 x 100ml trong đó có chứa 3ml dung dịch môi trường bảo quản vi rút. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485</p>	12	Trung quốc	6
17	Que lấy mẫu dịch ty hầu và que lấy mẫu dịch ngoáy họng	Hộp 100 cái	<p>Đường kính: 2.2mm±0.1mm Loại lấy dịch qua mũi Chiều dài 135mm ±0.1mm Điểm gãy 80±0.2mm Chất liệu nhựa ABS màu trắng, đầu tăm 100% nylon. Tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485</p>	60	Trung quốc	6